

Gebrauchsanweisung



Permanent SpeisemottenKlebefalle

3 Stk.

- Klebefalle – frei von Insektiziden zum Ermitteln von Schadmotten
- Unbedenklich für Mensch und Haustier
- wirkt zuverlässig

Angelockt werden die männlichen Motten (Dörrobst-, Dattel-, Speicher- und Mehlmotten) durch einen artenspezifischen Sexual-Lockstoff (Pheromon). Anschließend kleben die lästigen Motten auf dem Leim der Falle. Durch eine regelmäßige Kontrolle der Klebeflächen, wird der Anwender rechtzeitig über einen Befall informiert. Die Lebensmittel nehmen dabei keinen unangenehmen Geruch auf.



Artikelnummer	00398
GTIN Basisartikel	4005240003985
Wirkstoff/Deklaration	artspezifischer Sexuallockstoff (Pheromon)
Anwendung	Entnehmen Sie die Falle aus dem Beutel und entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche. Klappen Sie danach den rechten und linken Teil der Klebefläche an den Knickkanten nach oben und formen Sie aus der Falle ein Dreieck. Fixieren Sie durch Einstecken in die gestanzte Lasche das Dreieck. Stellen Sie nun die Falle freistehend in Küche, Vorratsraum oder Schrank auf. Befestigen Sie die Falle bei Bedarf mit einem der beiliegenden Klebepunkte. Kontrollieren Sie die Falle regelmäßig alle 2-3 Tage. Überprüfen Sie bei einem Befall die Vorräte und entsorgen diese möglichst. Tauschen Sie die Falle nach 3 Monaten aus.
Weitere Anwendungshinweise	Anwendungsort In Küchenschränken, Regalen und Speisekammern. Überall dort wo Lebensmittel oder Tierfutterprodukte lagern.
Lagerung	Kühl und trocken lagern.
Entsorgung	Die restentleerte Verpackung gehört in die Wertstoffsammlung.